


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Htr3A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46098

Numéro d'article: CM0030139



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HTR3A humaine (récepteur 5-HT3), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des canaux ioniques activés par la sérotonine dans la signalisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTR3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3359
ID du gène	3359
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46098
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace