

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Htr4 Pour Wb, Elisa - Q13639

Numéro d'article: CM0025207



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le récepteur de la sérotonine humaine 4 (HTR4). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études en neurosciences, cardiovasculaires et sur la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTR4 Lapin pAb
Remarques/Alias	5-HT4; 5-HT4R; HTR4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3360
GeneID	3360
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-384 de HTR4 humain (NP_000861.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13639
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace