


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Htra2 Pour Wb, Elisa - O43464

Numéro d'article: CM0011282



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-HTRA2 de haute qualité validé pour Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît l'HTRA2 humain, de souris et de rat (~49 kDa). Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la neurodégénérescence et la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTRA2 mAb lapin
Remarques / Alias	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Espèce	Humain
ID du gène	27429
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de l'HTRA2 humain (O43464)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43464
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace