


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Htra2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43464

Numéro d'article: CM0014230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sérine protéase humaine HTRA2 (OMI/PARK13), adapté pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur l'apoptose et la maladie de Parkinson. Uniprot O43464.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HTRA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27429
GeneID	27429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 334-458 de HTRA2 humaine (NP_037379.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43464
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace