

Anticorps Monoclonal Anti-Human Agtr2 Pour Cytométrie En Flux - P50052

Numéro d'article: CM0010704



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le AGTR2 humain (récepteur AT2) pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche cardiovasculaire et la signalisation cellulaire. Réagit de manière croisée avec le AGTR2 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human AGTR2 mAb
Remarques/Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	186
GeneID	186
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-45 du AGTR2 humain (NP_000677.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P50052
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace