

Anticorps Monoclonal Anti-Human B7-H2/Cd275 (Icosl) () Pour Cytométrie En Flux - O75144

Numéro d'article: CM0004414



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le B7-H2/CD275 humain (ligand ICOS), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la costimulation des lymphocytes T et la recherche sur les points de contrôle immunitaires. Réagit avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human B7-H2/CD275 mAb
Remarques/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23308
GeneID	23308
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75144
Poids de la protéine	20kDa/33kDa34kDa
Expédition	Sac de glace