

## Anticorps Monoclonal Anti-Humain B7-H2/Cd275 Pour Fc - O75144

Numéro d'article: CM0008633



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le B7-H2/CD275 humain (ICOSLG), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur la costimulation des lymphocytes T et les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Lapin anti-humain B7-H2/CD275 mAb                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | ICOSLG; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; CD275; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; Ligand de l'ICOS                                           |
| Espèce             | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)    | 23308                                                                                                                             |
| GeneID             | 23308                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-256 du B7-H2/CD275 humain (NP_056074.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                             |
| Application        | FC                                                                                                                                |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                            |
| SWISS              | O75144                                                                                                                            |
| Poids protéique    | 20kDa/33kDa/34kDa                                                                                                                 |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                      |