


Anticorps Monoclonal Anti-Cd100/Sema4D Humain () Pour If/Icc Et Fc - Q92854

Numéro d'article: CM0010698



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la sémaphorine-4D humaine (CD100/SEMA4D) pour les applications d'immunofluorescence (IF/ICC) et de cytométrie en flux (FC). Cet anticorps reconnaît la SEMA4D humaine, un récepteur de surface cellulaire régulant le développement neuronal et les réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD100/SEMA4D humain de lapin,
Remarques/Alias	SEMA4D ; C9orf164 ; CD100 ; M-sema-G ; SEMAJ ; coll-4 ; sémaphorine-4D
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10507
GenelD	10507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-734 de la sémaphorine-4D/CD100 humaine (NP_006369.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92854
Poids moléculaire de la protéine	82 kDa/96 kDa
Expédition	Sac réfrigérant