


Anticorps Monoclonal Anti-Cd116 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P15509

Numéro d'article: CM0010286



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD116 humain (récepteur alpha du GM-CSF) conjugué à pour la cytométrie en flux. Cible CSF2RA, impliqué dans la prolifération et la différenciation des cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD116 humain
Remarques/Alias	GMR ; CD116 ; CSF2R ; SMDP4 ; CDw116 ; CSF2RX ; CSF2RY ; GMCSFR ; CSF2RAX ; CSF2RAY ; alphaGMR ; GMR-alpha ; GMCSFR-alpha ; GM-CSF-R-alpha
Espèce	Homme
GeneID (humain)	1438
GeneID	1438
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 320 du CD116 humain (NP_006131.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P15509
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac de glace