

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd116 Pour Cytométrie En Flux - P15509

Numéro d'article: CM0007733



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD116 humain (CSF2RA/GM-CSFR α). Validé pour la cytométrie en flux, adapté à l'étude de la prolifération et de la différenciation des cellules hématopoïétiques. SWISS : P15509.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal anti-humain CD116 de lapin
Remarques / Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1438
GeneID	1438
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-320 du CD116 humain (NP_006131.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15509
Poids de la protéine	26kDa/31kDa/38kDa/43kDa/46kDa/49kDa
Expédition	Sachet réfrigérant