

Anticorps Monoclonal Anti-Cd117/C-Kit Humain Pour Cytométrie En Flux - P10721

Numéro d'article: CM0012391



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD117/c-Kit humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient à la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques et les mastocytes, ainsi qu'aux applications en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD117/c-Kit humain
Remarques/Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3815
GeneID	3815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 520 du CD117/c-Kit humain (NP_000213.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P10721
Poids moléculaire de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac réfrigérant