

Anticorps Monoclonal Anti-Cd11B Humain Pour Cytométrie En Flux - P11215

Numéro d'article: CM0008115



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre CD11b humain (intégrine alpha-M, Mac-1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des fonctions des récepteurs du complément, de l'adhésion des neutrophiles et de la biologie des monocytes/macrophages. SWISS : P11215.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de souris anti-CD11b humain
Remarques/Alias	CR3A ; MO1A ; CD11B ; MAC-1 ; MAC1A ; SLEB6
Espèce	Homme
GeneID (humain)	3684
GeneID	3684
Immunogène	Peptide synthétique (peptide synthétisé dérivé de CD11b humain)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P11215
Poids moléculaire	127 kDa
Expédition	Sac de glace