


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd123 (IL3R α) Pour Cytométrie En Flux - P26951

Numéro d'article: CM0009158



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD123 humain, la sous-unité alpha du récepteur de l'IL-3. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à l'étude des cellules progénitrices hématopoïétiques et de la signalisation par l'IL-3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD123 mAb
Remarques / Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3563
GeneID	3563
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26951
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace