

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd124/IL-4Rα Pour Fc - P24394

Numéro d'article: CM0010477



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin conjugué à l'ciblant CD124/IL-4Rα humain. Pour la recherche en cytométrie de flux sur la signalisation IL-4/IL-13, la différenciation Th2 et l'inflammation allergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD124/IL-4Rα mAb
Remarques / Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3566
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-232 de CD124/IL-4Rα humain (NP_000409.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24394
Poids de la protéine	26kDa/88kDa/90kDa
Expédition	Sac de glace