

## Anticorps Monoclonaux Anti-Human Cd124/IL-4R $\alpha$ Pour Cytométrie En Flux - P24394

Numéro d'article: CM0011802



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD124/IL-4R $\alpha$  humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la détection de la sous-unité alpha du récepteur de l'IL-4 dans les lymphocytes T activés et les études sur l'inflammation allergique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Lapin anti-Human CD124/IL-4R $\alpha$ mAb                                                                                                                        |
| Remarques/Alias    | CD124; IL4RA; IL-4RA                                                                                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 3566                                                                                                                                                             |
| GeneID             | 3566                                                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-232 du CD124/IL-4R $\alpha$ humain (NP_000409.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                                            |
| Application        | FC                                                                                                                                                               |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                                                           |
| SWISS              | P24394                                                                                                                                                           |
| Poids Protéique    | 26kDa/88kDa/90kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                     |