


Anticorps Monoclonal Anti-Cd134/Ox40 Humain (Pe) Pour Cytométrie En Flux - P43489

Numéro d'article: CM0012560



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD134/OX40 humain, validé pour la cytométrie en flux. Ce récepteur de costimulation joue un rôle clé dans la recherche sur l'immunité des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD134/OX40 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	OX40 ; ACT35 ; CD134 ; IMD16 ; TXGP1L
Espèce	Humaine
GeneID	7293
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 216 du CD134/OX40 humain (NP_003318.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P43489
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac réfrigérant