

Anticorps Monoclonal Pe Anti-Cd138 Humain Pour Cytométrie En Flux - P18827

Numéro d'article: CM0011867



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre CD138/Syndecane-1 humain, conjugué à la PE, adapté à la cytométrie en flux (CF). Conçu pour la recherche dans les études oncologiques et immunologiques impliquant la biologie des exosomes et l'analyse des protéoglycanes de surface cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM PE anti-CD138 humain de lapin
Remarques / Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecane
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6382
ID du gène	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-251 de CD138/Syndecane-1 humain (NP_002988.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sachet de glace