

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd138/Syndecane-1 (Conjugué) Pour Cytométrie En Flux - P18827

Numéro d'article: CM0009925



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué de haute qualité ciblant le CD138/Syndecane-1 humain (SWISS : P18827). Validé pour la cytométrie en flux (FC), adapté à l'étude des protéoglycans de surface cellulaire dans la biologie des exosomes et des membranes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD138/Syndecane-1 mAb
Remarques/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6382
ID du gène	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-251 du CD138/Syndecane-1 humain (NP_002988.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sachet de glace