

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd138/Syndecan-1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P18827

Numéro d'article: CM0012725



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD138/Syndecan-1 humain conjugué à l' pour la détection directe par cytométrie en flux. Il cible un protéoglycane de surface cellulaire impliqué dans la biogenèse des exosomes et les interactions cellule-matrice. Validé sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD138/Syndecan-1 humain
Remarques / Alias	SDC, CD138, SYND1, syndecan
Espèce	Humain
GeneID	6382 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-251 de la CD138/Syndecan-1 humaine (NP_002988.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réaction croisée	Humain
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant