


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd140B/Pdgfr β Pour La Cytométrie En Flux - P09619

Numéro d'article: CM0005939



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD140b/PDGFR β humain, validé pour la cytométrie en flux. Un outil de recherche pour étudier la signalisation du récepteur PDGF, le développement vasculaire et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD140b/PDGFR β mAb
Remarques/Alias	PDGFRB ; CD140B ; IBGC4 ; IMF1 ; JTK12 ; KOGS ; PDGFR ; PDGFR-1 ; PDGFR1 ; PENTT ; récepteur bêta du facteur de croissance dérivé des plaquettes
Espèce	Humain
GeneID	5159
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-530 du CD140b/PDGFR β humain (NP_002600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09619
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa / 123 kDa
Expédition	Sac de glace