


Anticorps Monoclonal Anti-Cd141/Thrombomoduline Humain Pour Cytométrie En Flux - P07204

Numéro d'article: CM0010263



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre la CD141/Thrombomoduline humaine, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur des cellules endothéliales impliqué dans la coagulation et l'inflammation. Idéal pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD141/Thrombomoduline humaine mAb
Remarques/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7056
GeneID	7056
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 de la CD141/Thrombomoduline humaine (NP_000352.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07204
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace