


Anticorps Monoclonal Anti-Cd146 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P43121

Numéro d'article: CM0009829



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD146 conjugué à l' pour la détection par cytométrie en flux du CD146/MUC18 humain dans la recherche endothéliale et sur le mélanome. Valide pour la fourniture de matières premières pour DIS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD146 Humain mAb
Remarques/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Espèce	Humain
ID de gène	4162
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43121
Poids moléculaire	72kDa
Expédition	Sac de glace