

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd150/Slam () Pour Fc - Q13291

Numéro d'article: CM0012259



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD150/SLAM (SLAMF1) humain pour cytométrie en flux. Convient à l'étude de la signalisation immunitaire médiée par SLAM, de l'activation des cellules T/B et des interactions du récepteur du virus de la rougeole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD150/SLAM mAb
Remarques/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Espèce	Humain
GeneID	6504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-237 du CD150 humain (NP_003028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q13291
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace