

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd152/Ctla-4 Pour Fc (Intra) - P16410

Numéro d'article: CM0005796



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD152/CTLA-4 de haute qualité pour cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Cible le récepteur T inhibiteur CTLA-4, validé sur échantillons humains. Idéal pour la recherche en IVD et en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD152/CTLA-4 mAb
Remarques / Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1493
GenelD	1493
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-162 de CD152/CTLA-4 humain (NP_005205.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16410
Poids de la protéine	6 kDa/8 kDa/19 kDa/24 kDa
Expédition	Sac de glace