

Anticorps Monoclonal Anti-Cd153 Humain Pour Cytométrie En Flux - P32971

Numéro d'article: CM0010742

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à reconnaissant le CD153 humain (ligand de CD30). Validé pour la cytométrie en flux ; convient à l'étude de la prolifération des lymphocytes T et des réponses immunitaires médiées par CD30/CD153.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD153 humain de lapin
Remarques/Alias	CD153 ; CD30L ; CD30LG ; TNLG3A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	944
ID du gène	944
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63 à 234 du CD153 humain (NP_001235.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P32971
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant