

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Pour La Cytométrie En Flux - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Numéro d'article: CM0010052

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à un fluorophore ciblant le CD158 humain (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5). Validé pour la cytométrie en flux, il permet le profilage des récepteurs des cellules NK et les études d'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb
Remarques/Alias	NKAT9 ; CD158G ; CD158A ; NKAT1 ; CD158H ; CD158J ; NKAT5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3810/3808/3806/3802/100132285
Identifiant du gène	3810/3808/3806/3802/100132285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 du CD158 humain (NP_055327.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace