

Anticorps Monoclonal Anti-Cd158A/Kir2DL1 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P43626

Numéro d'article: CM0010660



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD158a/KIR2DL1 humain (p58.1, NKAT1). Validé pour la cytométrie en flux (CF). Utilisé dans les études sur l'inhibition des cellules NK, les points de contrôle immunitaires et la signalisation par les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD158a/KIR2DL1 humain de lapin
Remarques / Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Espèce	Humain
Identifiant de gène	3802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 245 de CD158a/KIR2DL1 humain (NP_055033.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43626
Poids de la protéine	38 kDa / 41 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant