

Anticorps Monoclonal Anti-Cd15/Ssea-1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P22083

Numéro d'article: CM0008097

Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-CD15/SSEA-1 humain pour cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène Lewis X (CD15) sur les cellules humaines ; poids protéique d'environ 59 kDa. Adapté aux études d'immunophénotypage des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mouse anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
Remarques / Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2526
Identifiant du gène	2526
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé de CD15/SSEA-1 humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22083
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac isotherme