


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd166/Alcam Pour Cytométrie En Flux - Q13740

Numéro d'article: CM0009061



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant la protéine humaine CD166/ALCAM (SWISS : Q13740), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études immunologiques impliquant l'activation des lymphocytes T, l'adhésion cellulaire et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD166/ALCAM AcM
Remarques / Alias	MEMD; CD166
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-526 de la protéine humaine CD166/ALCAM (NP_001618.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13740
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace