


Anticorps Monoclonal Anti-Cd166/Alcam Humain Pour Cytométrie En Flux - Q13740

Numéro d'article: CM0011733



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD166/ALCAM humain validé pour la cytométrie en flux (FC). Réagit avec l'humain. Immunogène recombinant. Reconnaît ALCAM/CD166, un marqueur de l'activation des lymphocytes T et de la recherche sur les cellules souches. Idéal pour les études sur l'adhésion des cellules immunitaires et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD166/ALCAM humain
Remarques/Alias	MEMD ; CD166
Espèce	Humain
GenelD (humain)	214
GenelD	214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 526 de CD166/ALCAM humain (NP_001618.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13740
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa/33 kDa/63 kDa/65 kDa
Expédition	Sac réfrigérant