


Anticorps Monoclonal Anti-Cd170/Siglec-5 Humain Pour Fc - O15389

Numéro d'article: CM0011323



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD170/Siglec-5 humain, conjugué à l'ABflo 594, destiné à la cytométrie en flux. Se lie spécifiquement au CD170 sur les cellules myéloïdes, permettant l'immunophénotypage et les études de liaison à l'acide sialique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD170/Siglec-5 humain mAb
Remarques/Alias	CD170 ; OBBP2 ; CD33L2 ; OB-BP2 ; SIGLEC-5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8778
GeneID	8778
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-434 du CD170/Siglec-5 humain (NP_003821.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15389
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace