


Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd172A/Sirpα Pour Fc - P78324

Numéro d'article: CM0008744



Introduction

mAb Lapin anti-Human CD172a/SIRPα pour cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée humaine, ciblant la protéine SIRPα de 55kDa, Swiss-Prot P78324.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Human CD172a/SIRPα
Remarques/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140885
GeneID	140885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-370 du CD172a/SIRPα humain (NP_542970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P78324
Poids Moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace