


Anticorps Monoclonal Anti-Cd172B Humain (Sirp-Bêta-1) Pour Cytométrie En Flux - O00241

Numéro d'article: CM0010049



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD172b humain conjugué à , spécifique du CD172b humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient aux études sur l'activation des cellules myéloïdes et la régulation négative de la signalisation couplée aux récepteurs à activité tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD172b humain
Remarques/Alias	CD172b ; SIRP-BETA-1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10326
ID du gène	10326
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 371 du CD172b humain (NP_006056.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O00241
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac réfrigérant