

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd177 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0011199

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD177 humain (HNA-2a, PRV-1). Validé pour la cytométrie en flux (FC) avec une spécificité pour l’humain. Idéal pour l’analyse des sous-populations de neutrophiles en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD177 humain
Remarques/Alias	CD177 ; HNA-2a ; HNA2A ; NB1 ; NB1 GP ; PRV-1 ; PRV1 ; NB1GP ; antigène CD177
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57126
GeneID	57126
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-407 du CD177 humain (NP_065139.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N6Q3
Poids de la protéine	15 kDa/27 kDa/46 kDa
Expédition	Sac de glace