


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd1C Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P29017

Numéro d'article: CM0011374



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD1c humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît une molécule présentatrice d'antigènes lipidiques exprimée sur les thymocytes et les leucémies à cellules T. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD1c conjugué
Remarques/Alias	R7 ; CD1 ; CD1A ; BDCA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	911
GeneID	911
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-298 du CD1c humain (NP_001756.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29017
Poids moléculaire protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace