


Anticorps Monoclonal Anti-Cd2 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P06729

Numéro d'article: CM0010788



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD2 humain conjugué à l' pour la cytométrie en flux. Détecte l'antigène de surface des lymphocytes T CD2 (LFA-2, T11) sur les lymphocytes T et NK. Swiss-Prot P06729.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD2 humain de lapin
Remarques/Alias	T11 ; SRBC ; LFA-2
Espèce	Homme
ID du gène	914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 209 du CD2 humain (NP_001758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P06729
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac de glace