

Anticorps Monoclonal Anti-Cd2 Humain () Pour Cytométrie En Flux - P06729

Numéro d'article: CM0010716



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy5), dirigé contre le CD2 humain, optimisé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion, l'activation des lymphocytes T et l'immunophénotypage. Validé pour la réactivité chez l'homme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD2 humain de lapin
Alias	T11, SRBC, LFA-2
Espèce	Humain
ID du gène	914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-209 du CD2 humain (NP_001758.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace