


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd201/Epcr Pour Fc - Q9Unn8

Numéro d'article: CM0010208



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD201/EPCR humain (récepteur endothélial de la protéine C) pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la voie de la protéine C dans la coagulation et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD201/EPCR mAb
Remarques/Alias	PROCR ; CCCA ; CCD41 ; EPCR ; récepteur de la protéine C
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-210 du CD201/EPCR humain (NP_006395.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UNN8
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace