

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd225/Ifitm1 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P13164

Numéro d'article: CM0008203

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-human CD225/IFITM1 conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Cette protéine transmembranaire induite par l'interféron restreint l'entrée virale et est surexprimée dans de multiples cancers. Idéal pour la recherche antivirale et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human CD225/IFITM1 mAb
Remarques/Alias	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; protéine transmembranaire 1 induite par l'interféron
Espèce	humain
GeneID	8519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence comprise entre les acides aminés 1-80 du CD225/IFITM1 humain (NP_003632.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (Intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13164
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace