

Anticorps Monoclonal Anti-Cd225/Ifitm1 Humain () Pour If/Icc Et Cytométrie En Flux - P13164

Numéro d'article: CM0010811

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre CD225/IFITM1 humain, validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux intracellulaire. Adapté à la recherche en virologie et en oncologie ; détecte une protéine de 14 kDa (P13164).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD225/IFITM1 humain de lapin
Remarques/Alias	9-27 ; CD225 ; IFI17 ; LEU13 ; DSPA2a
Espèce	Humain
GenelD	8519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 80 de CD225/IFITM1 humain (NP_003632.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13164
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace