


## Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd226/Dnam-1 Pour Cytométrie En Flux - Q15762

Numéro d'article: CM0004690



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD226/DNAM-1 humain (DNAM-1), validé pour la cytométrie en flux. L'immunogène couvre le domaine extracellulaire (aa 19-247). Réagit de manière croisée avec l'humain. Idéal pour étudier l'adhésion et la cytotoxicité des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD226/DNAM-1                                                                              |
| Remarques/Alias    | PTA1 ; DNAM1 ; DNAM-1 ; TLI5A1                                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)    | 10666                                                                                                                               |
| GeneID             | 10666                                                                                                                               |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-247 du CD226/DNAM-1 humain (NP_006557.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                               |
| Application        | FC                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                              |
| SWISS              | Q15762                                                                                                                              |
| Poids protéique    | 39 kDa                                                                                                                              |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                        |