

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd239/Bcam () Pour Cytométrie En Flux - P50895

Numéro d'article: CM0012086



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le CD239/BCAM humain, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux. La cible est une molécule d'adhésion cellulaire impliquée dans la migration et l'invasion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-humain CD239/BCAM de lapin
Remarques / Alias	BCAM
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4059
ID du gène	4059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-547 du CD239/BCAM humain (NP_005572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P50895
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace