

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd24 () Pour If/Icc Et Fc - P25063

Numéro d'article: CM0009274

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre le CD24 humain, adapté à l'immunofluorescence et à la cytométrie en flux. Cible une glycoprotéine ancrée par GPI impliquée dans l'activation, la différenciation et la modulation immunitaire des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD24 mAb
Remarques/Alias	CD24A ; CD24
Espèce	Humain
GeneID (humain)	100133941
GeneID	100133941
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-80 du CD24 humain (NP_037362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25063
Poids protéique	8kDa ; 13kDa
Expédition	Sac de glace