

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd244/2B4 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q9Bzw8

Numéro d'article: CM0009759

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD244/2B4 conjugué à . Conçu pour la cytométrie en flux, cet anticorps cible le récepteur de la famille SLAM CD244 sur les cellules NK et T. UniProt Q9BZW8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD244/2B4 conjugué à
Remarques/Alias	CD244 ; 2B4 ; NAIL ; NKR2B4 ; Nmrk ; SLAMF4 ; molécule CD244
Espèce	Humain
GenelD	51744
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 22 et 221 du CD244/2B4 humain (NP_001160135.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZW8
Poids moléculaire protéique	30 kDa / 36 kDa / 41 kDa
Expédition	Sac de glace