

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd27 Pour Cytométrie En Flux - P26842

Numéro d'article: CM0007791



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 humain conjugué à l' pour la détection par cytométrie en flux (FC) du CD27 humain, un antigène d'activation des lymphocytes T et un récepteur de point de contrôle immunitaire. Cible le domaine extracellulaire (aa 21-192). 29kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human CD27 mAb
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-192 du CD27 humain (NP_001233.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26842
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace