


Anticorps Monoclonal Anti-Cd271/Ngfr Humain Pour Fc - P08138

Numéro d'article: CM0008067



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , reconnaissant spécifiquement le CD271/NGFR humain (p75NTR). Validé pour la cytométrie en flux, il convient à la détection de l'expression des récepteurs des neurotrophines dans les études portant sur les cellules neuronales et immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD271/NGFR humain de lapin
Remarques/Alias	CD271 ; p75NTR ; TNFRSF16 ; p75(NTR) ; Gp80-LNGFR
Espèce	Homme
GeneID (humain)	4804
GeneID	4804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-250 du CD271/NGFR humain (NP_002498.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P08138
Poids de la protéine	35 kDa/45 kDa
Expédition	Sac de glace