

Anticorps Monoclonal Anti-Human Cd271/Ngfr () Pour Cytométrie En Flux - P08138

Numéro d'article: CM0010960



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-human CD271/NGFR conjugué à l'pour cytométrie en flux. Réagit avec l'humain ; détecte le récepteur du facteur de croissance nerveux de faible affinité p75NTR impliqué dans le développement neuronal, l'apoptose et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human CD271/NGFR mAb
Remarques/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4804
ID de Gène	4804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-250 du CD271/NGFR humain (NP_002498.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08138
Poids Protéique	35kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace