

Anticorps Monoclonal Anti-Cd3 (Cd3E) Humain Pour Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0004108

Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD3 humain de souris pour cytométrie en flux (CF). Cible la chaîne epsilon du CD3 humain (CD3E), une sous-unité clé du complexe récepteur des lymphocytes T-CD3 essentielle à l'immunité adaptative. Adapté aux échantillons humains. P07766.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anti-CD3 humain de souris mAb
Remarques/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Protéine recombinante de CD3 humain
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace