

Anticorps Monoclonal Anti-Cd3 Epsilon Humain De Lapin Pour Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0008985



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD3 epsilon humain de lapin validé pour la cytométrie en flux. Cible la chaîne CD3 epsilon humaine (23 kDa), qui fait partie du complexe TCR-CD3 essentiel à l'activation et au développement des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal anti-CD3 humain de lapin
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 126 de la CD3 humaine (NP_000724.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07766
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac réfrigérant