


Anticorps Monoclonal Anti-Cd30 (Tnfrsf8) Humain () Pour Cytométrie En Flux - P28908

Numéro d'article: CM0009999



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD30 (TNFRSF8) humain conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux afin de détecter le récepteur CD30 impliqué dans la croissance et la transformation des lymphoblastes. Idéal pour la recherche en immunologie oncologique et sur les lymphomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD30 mAb
Remarques / Alias	TNFRSF8 ; CD30 ; D1S166E ; Ki-1 ; Membre 8 de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
GeneID	943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-379 de la CD30 humaine (NP_001234.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28908
Poids de la protéine	14kDa / 50kDa / 63kDa
Expédition	Sac de glace